

NARIQUERA

La cual se amolda perfectamente a cualquier tabique. Recubierta con espuma para mayor comfort

SELLO NIOSH N95

Numero TC designado por NIOSH solo a respiradores aprobados

BANDAS DE AJUSTE

Para un buen balance y sellado contra el rostro

PUNTO ANTI-COLAPSAMIENTO

Por ultrasonido se fusiona las telas evitando que se adhieran al rostro

SELLADO POR ULTRASONIDO

Cierre hermético que garantiza seguridad, protección y rigidez permitiendo comodidad

Respirador NIOSH N95 9510-1 Blanco



NITTA CORP. MANUFACTURING COMPANY
AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 VIA SIBERIA BOGOTÁ COLOMBIA
PHONE NUMBER 571 8985230



THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION

TC	Protection 1	Respirator				Cautions and limitations 2
84A-8118	N95	9510-1	9510-2	9510-3	9510-4	ABCJMNOP
		X	X	X	X	

1. PROTECTION

N-95 Particulate Filter (95%) (Filter Efficiency Level)
Effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply


2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks

Ficha Técnica

Gorros

Elemento: Gorro
Uso: Es usado como prenda de protección pues permite separar el cabello o el cuero cabelludo del exterior para evitar la contaminación de cabellos.
Creado: 01 de Mayo de 2020
Tela: No tejida / 30 gramos / Polipropileno al 100%



Gorro con elástico que se adapta al entorno craneal.
El gorro no debe cubrir totalmente la frente, ni los ojos.

Es usado como prenda de protección pues permite separar el cabello o el cuero cabelludo del exterior para evitar la contaminación de cabellos.



IMPLAR SAS
antioquia
Colombia

Paquete
N° paquete PKG-01592

N° paquete PKG-01592	Fecha del pedido 29 jul 2020	Fecha de paquete 29 jul 2020	Orden de venta n° C2-1552	Cantidad total 350.00
-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Enviar a
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

#	Artículo & Descripción	Cant.
1	N95 NITTA	200.00 pcs
2	GORROS	150.00 pcs

Receivido
31/06/2020
05:49/20
hora: 10:36am.